

冷えは万病の元！「自分の健康は自分で守る」をテーマに衣服を着たまご自分でも気軽にご使用になれます。身体を芯から温めることによるリラクゼーション効果や、ツボが解らなくても点ではなく面で広めることで高い効果を得ることが出来ます。

## ダイヤ温熱器

# アッチッチ

おすすめします！

- ◇肩こり・腰痛・冷え症等でお悩みの方
- ◇さまざまなマッサージを試しているが改善されない方
- ◇自分に合った健康法が見つからないという方
- ◇ストレスを感じている方、不規則な生活をされている方
- ◇更年期障害でお悩みの方



## アッチッチ反応

同じ温度で同じ様に温熱器を当てていても、他の部位よりも熱く感じる部分が有ります。

これを「アッチッチ反応」と呼んでいます。「アッチッチ反応」のあるところは血行が悪い部分や痛みのある箇所です。

その部分を繰り返し注熱することにより、血液やリンパ液の流れが良くなることで詰まっていた老廃物が流れていきます。



型 式	YO-300ACアダプター		
本 体 サ イ ズ	205mm×66mm	重 量	230g
本 体 素 材	難燃性ABS樹脂	温熱面	遠赤外線・湯の花パウダー配合セラミックプレート
定 格 入 力	AC100V~240V	出力	DC12V 4.0A
設 定 温 度	LOレンジ：35℃ 40℃ 45℃ (5℃ステップアップ)		
H   レ ン ジ	60℃ 63℃ 66℃ 69℃ (3℃ステップアップ)		
ヒ ー タ ー	シリコンラバー面ヒーター (DC12V-30W)		
温 度 制 御 方 式	サーモスタットスイッチによる電子制御		
温 度 過 昇 防 止 装 置	90℃温度ヒューズタイマー30分/60分 自動OFF(カウントダウン式)		