

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになったうえ、正しくご使用ください。

下記の症状のある方のご使用は、医師とご相談ください。

悪性腫瘍
心臓に障害をお持ちの方
糖尿病による末梢神経障害など、知覚障害
温度感覚喪失
安静を必要とする方
体温 38°C以上の方（急性炎症症状の強い時期）
脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性疼痛疾患
肺結核、心疾患、腎疾患、急性皮膚炎、甲状腺機能亢進症、膠原病、ポリフィリン症、放射線治療を受けている方、紫外線による敏感・過剰反応の影響が出やすい方
皮膚に感染症、または、創傷のある方
光線照射により過敏症を誘発する医薬品を服用している方
化粧品、消毒剤などでかぶれたことのある方

製品仕様

製品名	ダイヤドーム クリニカ
型式	YD-102
定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格電力	250W(最大)
出荷時設定	温度 70°C 時間 60 分
設定範囲	0°C~80°C 0 分~99 分
本体寸法	幅 610×高さ 380×奥行 470(mm)
本体重量	約 4.2Kg
温度過昇防止装置	サーモスタット(100°C設定)
付属品	保温カバー(2枚)、リモコン、取扱説明書(保証書付き)

※改良のため、仕様・デザインを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

製造元

□ ダイヤ技研株式会社
HEALTHY MEDICAL DEVICE



DAIYA DOME クリニカ



□ ダイヤ技研株式会社
HEALTHY MEDICAL DEVICE

リラックスしながら
健康キレイを手に入れましょう。



ダイヤドームクリニカ

アーチ型

人間工学に基づいた半円形のアーチ形状で遠赤外線を最も効率的に放射し、効果的に温熱作用が得られます。

軽量でお手頃サイズ

片手で持てる 4.2Kg の軽さです。

簡単操作

指一本のスイッチ操作でどなたでも簡単にご使用いただけます。


遠赤外線照射パネル

アーチ内に均一に遠赤外線を放射します。

さらに気になる電磁波を 95% カット！




特許 3584231 号



アーチ内から放射される《遠赤外線の秘密》

遠赤外線の中の育成光線 (4 ~ 14 ミクロン) よりもさらに漫透性・安全性の高い育成光線の 7 ~ 12 ミクロンの波長を実現しました。

育成光線の波長は、皮膚によく吸収されて深部まで漫透し、細胞を共振させて身体を芯から温め、血行や新陳代謝を促進して免疫力を高めるといわれています。



アーチから放射される
遠赤外線はこの部分！

プレミアムアーチ誕生！

湯の花パウダー
遠赤外線パウダー

プレミアムの
理由は…

ダイヤシートDX(デラックス) ラジウムパウダー

遠赤パウダー

遠赤外線効果



遠赤外線は熱線とも言われ、ものを内側から温めるという特性を持っていますので、皮膚内の深部まで人体をマイルドに温め、心臓に負担をかけることなく毛細血管を拡張することで血液の循環が促進されます。さらに細胞の新陳代謝、組織再生能力の促進、機能活性化、など人が本来もっている自然治癒力を高める作用があります。



玉川温泉



湯の花を採取する湯川



採取した湯の花



湯の花を精製した
ラジウムパウダー



ダイヤシートDX(デラックス)を
ガイガーカウンター(放射線検知器)で計測: 単位 ($\mu\text{S}/\text{h}$)

らくらくリモコン付きだからケアしながら簡単操作！



アーチの中で温度調節や
タイマー操作ができる
とっても便利です！

- 電源 ON
- 電源 OFF
- 温度設定
- タイマー設定
- ロック設定/解除
- ▲▼を押して
お好みの温度に
- タイマーを設定
- 時間になつたら
自動で電源 OFF